

Product Documentation, CANADA ZenGUARD™ Antimicrobial Surgical Mask

Product information

ZenGUARD™ Antimicrobial Surgical Masks | Masques chirurgicaux antimicrobes



Manufactured for / Fabriqué pour: Zentek Ltd., 1123 York Road, Guelph, ON, N1E 6Z1

PRODUCT UPC: 627987885736

English:

ZenGUARD™ Antimicrobial coating helps filter pathogens with bacterial and viral filtration efficiency of >99.9%, providing better protection for healthcare workers and the public.

ASTM LEVEL 3* 4-PLY SINGLE-USE SURGICAL MASKS | Advanced Antimicrobial Agent

	ASTM Level 1	ASTM Level 2	ASTM Level 3	ZenGUARD™ Surgical Masks
Antimicrobial technology	Not a requirement			✓
Viral filtration efficiency	Not a requirement			>99.9%
Bacterial filtration efficiency	≥95%	≥98%	≥98%	>99.9%

ZenGUARD™ antimicrobial Technology, proven to reduce 99.9% of Bacteria**

*Source: ASTM International F2100-20. ZenGUARD™ masks exceed the highest standard specifications for performance of materials used in medical face masks.

**Test completed on E.coli in accordance with AATCC 100-2019 Test Method for Antibacterial Finishes on Textile Material.

WARNING statements:

Masks should not be worn by children under 2 years of age, a person who cannot wear a mask or cannot wear it safely for reasons related to a disability, or a person for whom wearing a mask would create a risk to workplace health, safety, or job duty as determined by the workplace risk assessment.

If the product is damaged or soiled, please do not use.

Directions:

How to wear: Be sure to wash your hands or use hand sanitizer before putting on a mask. Try not to touch the mask when wearing it. Cover your nose and mouth and secure it under your chin. Mask should fit snugly against the sides of your face.

How to remove a mask: Carefully, stretch the ear loops and remove from ears. Handle only by the ear loops or ties. Fold the outside corners together. Be careful not to touch your eyes, nose, and mouth when removing and wash hands immediately after removing.

Ingredients

Active Antimicrobial Agent: ZenGUARD™ (silver-doped graphene oxide)

CAUTION:

Most people with underlying medical conditions could and should wear masks. If you have asthma, you can usually wear a mask. If you have any concerns about the safety of wearing a mask (i.e., you have a respiratory condition), discuss with your healthcare provider the benefits and potential risks of wearing a mask. When the product is in use, please avoid contact with flammable or combustible substances.

Storage:

Store at ambient temperature between 15°C to 30°C.

Français:

La technologie Antimicrobienne ZenGUARD™ augmente la filtration de virus et bactéries avec une efficacité de >99.9%, offrant une meilleure protection pour les gens en milieu médical et pour le publique.

NIVEAU 3 ASTM* | JETABLE À USAGE UNIQUE 4 PLI Agent Antimicrobien Avancé

	ASTM Niveau 1	ASTM Niveau 2	ASTM Niveau 3	ZENGUARD™ Masques Chirurgical
Technologie Antimicrobienne		Non Requis		✓
Efficacité de Filtration Virale		Non Requis		>99.9%
Efficacité de Filtration Bactérienne	≥95%	≥98%	≥98%	>99.9%

Technologie Antimicrobienne ZenGUARD™ Certifié pour réduit 99.9% des Bactéries**

*Source: ASTM International F2100-20. Les masques ZenGUARD™ dépasse les normes les plus élevés pour les performances de matériaux utilisé dans les masques chirurgicales.

**Test complété avec E. coli suivant les normes AATCC 100-2019 Méthode de test pour fini antibactérien sur les matériaux textiles.

AVERTISSEMENT

Les masques ne devraient pas être portés par des enfants de moins de 2 ans, les personnes qui ne peuvent portés un masque ou ne peuvent les portés de façon sécuritaire du a un handicap ou pour une personne pour qui porter un masque créera un risque de santé, sureté ou ses taches au travail tel que déterminé par une évaluation de risque au lieu de travail.

Si le produit est endommagé ou ruiné, svp ne pas utiliser.

Directions

Comment mettre le masque: svp lavez vos mains utilisez un désinfectant a main avant de mettre votre masque. Le masque doit couvrir le nez et la bouche et sous le menton. Le masque devrait être serré sur votre visage.

Comment retirer le masque: Délicatement, retirez les cordons des oreilles. Svp touchez seulement les cordons. Pliez le masque en deux par les coins du masque. Svp ne touchez pas vos yeux, nez ou votre bouche en retirant le masque et lavez vos mains immédiatement après avoir retiré le masque.

Ingrédients

Agent Antimicrobien Actif: ZenGUARD™ (oxyde de graphène dopé à l'argent)

Précaution

La majorité des gens avec des conditions médicales peuvent et devraient porter un masque. L'asthme ne devrait pas être une contre-indication au port de masque. Svp, discutez avec votre médecin si vous avez des inquiétudes vis-à-vis le port du masque. Durant le port du masque, svp ne pas approcher les produits combustibles ou inflammable.

Entreposage

Entreposez a température ambiante entre 15°C et 30°C.